



Distribuidores Autorizados en Chile




JETT PLASMA LIFT MEDICAL PARA OFTALMOLOGÍA

2018

¿QUE ES EL PLASMA?

Plasma es el cuarto estado de la materia; es gas ionizado, mientras que los otros son sólido, líquido y gaseoso. A diferencia de estos tres estados de la materia, el plasma no es común en la Tierra y puede ser observado en los rayos. Se puede generar artificialmente plasma transmitiendo energía a materia gaseosa. JET PLASMA LIFT utiliza fulguración por corriente continua con un área de chispa de sólo 0,1 mm².



Diferencia en el tamaño de la chispa con corriente continua y corriente alterna.

INDICACIONES PRINCIPALES:

- Blefaroplastia no invasiva del párpado superior
- Blefaroplastia no invasiva del párpado inferior
- Verruga
- Lentigo
- Telangectasia
- Queratosis
- Hemangioma
- Xantelasma
- Corrección de cicatrices
- Fibroma blando

INDICACIONES EN ESTUDIO:

(en proceso de certificación CE)

- Blefaritis crónica
- Triquiasis
- Distiquiasis
- Estenosis del punto lagrimal
- Ectropión
- Entropión

BLEFAROPLASTIA NO INVASIVA




Antes



Después

REMOCIÓN DE FIBROMA



Antes



Después

VERRUGA FILIFORME



Antes



Después

XANTELASMA



Antes



Después

ECTROPIÓN



Antes



Después



Después


JETT PLASMA LIFT MEDICAL TRATAMIENTO



Para procedimientos oftalmológicos, el JETT PLASMA LIFT MEDICAL está equipado con un aplicador especializado de punta delgada, PLASMA PEN, que enfoca la descarga en un rayo más preciso y afinado.

Este aplicador ha sido desarrollado específicamente, en un esfuerzo por mejorar y perfeccionar el confort y la precisión de cualquier procedimiento oftalmológico.


El aplicador PLASMA PEN es operado mediante el interruptor ubicado en su mango, asegurando un uso y movilidad óptimos, mientras permanece conectado al JETT PLASMA LIFT MEDICAL



Punta delgada = regulación muy precisa de la descarga de plasma



En proceso de certificación



DISPOSITIVO DE PLASMA DE CORRIENTE CONTINUA PATENTADO



Distribuidores Autorizados en Chile



Fabricado en la República Checa, UE



UNION EUROPEA - Fondo OP para el Desarrollo Regional Europeo de Empresas e Innovaciones para la Competitividad

Hernando de Aguirre 162. Oficina 1502. Providencia, Santiago - Chile
+56 2 32697825 | ventas@bantech.cl

www.bantech.cl